

octenisept® + octenilin® żel na rany

Razem skuteczniej!



octenilin® żel na rany: jedyny hydrokoloid zawierający oktenidynę

- szybko i skutecznie oczyszcza rany
- usuwa skrzepy, tkankę nekrotyczną i biofilm bakteryjny
- nawilża rany i wytwarza idealne warunki dla jej gojenia
- przyspiesza naturalny proces gojenia rany
- zalecany do stosowania w ranach oparzeniowych
- polecany szczególnie do ran z martwicą suchą i rozplywną

octenilin® żel na rany zapewnia ranie ochronę, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji i wzmacnia proces gojenia. Idealnie nadaje się do użycia z octeniseptem®, lekiem na rany na bazie oktenidyny. octenilin® żel na rany można stosować przez 6 tygodni od momentu pierwszego użycia.

Jak używać octenilin® żel na rany?

- nałożyć żel bezpośrednio na powierzchnię rany
- w zależności od stanu rany wystarczy 3-5 mm warstwa żelu
- ranę przykryć opatrunkiem
- chronić brzegi rany przed maceracją (np. używając opatrunku lub substancji ochronnych dla skóry)
- zmieniać opatrunek co 1-5 dni, w zależności od stanu rany

Uwagi specjalne: w odróżnieniu od klasycznych hydrożeli, octenilin® żel na rany można używać wielokrotnie, a pozostałości znajdujących się na ranie nie trzeba usuwać.

Dane produktu: skład: Aqua Purificata, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, chlorowodorek oktenidyny. Dostępne opakowania: 20 ml – butelka z harmonijką.

HydroTac®

Coś więcej niż pianka.

Hydroaktywny opatrunek piankowy **HydroTac®** spełnia wymagania zarówno ran o dużym wysięku jak i suchych.

Technologia
AquaClear



- Hydroaktywny opatrunek HydroTac® jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem;
- **W przypadku ran suchych**, wierzchnia siatka hydrożelu, dzięki technologii AquaClear, uwalnia wilgoć do rany utrzymując w niej wilgotne środowisko. Zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, jego zmiany są bezbolesne;
- **W przypadku ran o dużym wysięku**, warstwa pianki poliuretanowej szybko i bezpiecznie zamyka jego nadmiar w swojej strukturze;
- Siatka hydrożelu daje opatrunkowi efekt początkowej przylepności „Initial Tack”. Zakładanie opatrunku staje się dużo prostsze;
- Zewnętrzna wodoodporna folia poliuretanowa chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Bezpłatna infolinia: 800 26 96 36 (8.00 – 16.00)
www.hartmann.pl
sklep internetowy: www.hartmann24.pl



pomaga w leczeniu.